

LINTAB und TSAP-Win

**Messungen von Baumringen erfordern
eine grosse Genauigkeit und
Zuverlässigkeit.**



LINTAB und TSAP-Win

Messungen von Baumringen erfordern eine grosse Genauigkeit und Zuverlässigkeit.

LINTAB ist ein digitaler Positionierungstisch für die Untersuchung von Baumringen, welcher diese Aufgabe einfach bewältigt. LINTAB ist ergonomisch einfach zu bedienen, robust und spritzwasserdicht. Stammscheiben wie auch Bohrkerns können gemessen werden. Zusammen mit der TSAP-Software ist LINTAB ein starkes Tool für die Untersuchung von Baumringen.

Merkmale

Messen und Bearbeiten



- Grafische Kontrolle der Messungen
- Grafische Bearbeitung der Daten
- Internes Notizbuch
- Support von LINTAB und anderen Messgeräten (Aniol, Velmex, ...)

Grafische Anzeige



- Einfache und mehrfache Reihengrafik
- Rasterbalken
- Kernbalken
- Optionale Kopfzeilendarstellung in Grafiken
- Einstellbare lineare und logarithmische Achsen Skalierung

Datei Auswertung



- Crossdating: Verschiedene mathematische Abläufe möglich
- Grafische Kontrolle des Crossdating (on-screen Crossdating)
- Einfach chronologische Berechnung und Auswertung
- Indexierte und standardisierte Abläufe
- Mathematische Funktionsbibliothek

Datenbank



- Verschiedene Kopffelder, sie wählen aus welche Daten mit ihrer Serie gespeichert werden
- TSAP wählt und sortiert ihre Daten wie sie sie brauchen
- Komfortable Datenverarbeitung (manuell und automatisch / Makros)
- Einfacher Datenaustausch: TSAP unterstützt unterschiedliche Datei Formate (z.B. Tucson, CATRAS)

Technische Daten

Bedienung	Manuell mit Handkurbel (optional: Motor)
Standard Messlänge	560 mm (optional: 200 bis 2000 mm)
Standard Auflösung	1/100 mm (optional: 1/200, 1/400, 1/1000 mm [Echtauflösung!])
Bewegung pro Umdrehung	5 mm (optional: 2,5 mm)
Proben Gewicht	bis zu 50 kg
Schnittstelle	Verbindung zum PC via Standard Serial Port
Software	TSAP Basic Software (Messungen, grafische Bearbeitung)

Änderungen und Irrtümer vorbehalten

WALESCH Electronic GmbH, Gestenrietstrasse 2, CH-8307 Effretikon, Switzerland,
 Phone +41 52 343 80 80, Mail: info@walesch.ch, Web: www.walesch.ch

Links/Downloads



Dieses Dokument als Website

Link: <http://www.walesch.ch/index.php?segment=dendro&product=lintab>

Verwandte Produkte



DENDROTAB 2003 und T-
Tools Win

Kontakt

Anschrift

WALESCH Electronic GmbH
Gestenrietstrasse 2
CH 8307 Effretikon
+41 52 343 80 80
info@walesch.ch